

Cavo Estensione per 35107, 35109 a 35152

GEF Medica

Codice GEF (SKU) 35104

EAN / GTIN 8023279351040

Confezione 1 pz.

Cavo estensione per sonde.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279351040

CODICE GEF

35104



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697