



Sensore Adulto SpO₂ per 35100, 35101

Dispositivo medico

Codice GEF (SKU) **35105**

EAN / GTIN **6945040110200**

Confezione **1 pz.**

Sonda adulto >40 kg - riutilizzabile - di ricambio

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

II B

CND

C900301

EAN / GTIN

6945040110200

CODICE GEF

35105



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697