



## Sensore Pediatrico SpO2 per 35100, 35101

Dispositivo medico

Codice GEF (SKU) 35106

EAN / GTIN 6945040101345

Confezione 1 pz.

Sonda pediatrica 10-40 kg - riutilizzabile

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM  
**II B**

CND  
**C900301**

EAN / GTIN  
**6945040101345**

CODICE GEF  
**35106**



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697