



Sensore Infant Riusabile SpO2 per 32902, 35100-1, 35151-2 - Necessita Cavo

Dispositivo medico

Codice GEF (SKU) **35107**
EAN / GTIN **6945040110262**
Confezione **1 pz.**

Sonda neonatale 3-10 kg - riutilizzabile Necessita cavo: Per uso con dispositivo cod. 35100 è necessario il cavo cod. 35108 Per uso con dispositivo cod. 32902 è necessario il cavo cod. 32917

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM
II B

CND
C900301

EAN / GTIN
6945040110262

CODICE GEF
35107



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697