



Cavo Estensione per 35107, 35109, 35100-1

Codice GEF (SKU) 35108

EAN / GTIN 8023279351088

Confezione 1 pz.

Cavo estensione per sonde.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279351088

CODICE GEF

35108



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697