



## Sensore Infant Monouso SpO<sub>2</sub> per 32902 e 35100 - Necessita Cavo

Codice GEF (SKU) 35109

EAN / GTIN 6945040101789

Sonda adulto e neonatale - monouso - cavo da 70 cm Adatto per adulti di peso superiore a 40 kg (dito) o neonato di peso inferiore a 3 kg (piede). È necessario il cavo di prolunga codice 35108 - 2 m.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Sonda adulto e neonatale - monouso - cavo da 70 cm Adatto per adulti di peso superiore a 40 kg (dito) o neonato di peso inferiore a 3 kg (piede). È necessario il cavo di prolunga codice 35108 - 2 m.

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

**6945040101789**

CODICE GEF

**35109**



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](http://GEFMEDICA.IT)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697