



Holter Pressorio 24 Ore + Polso + SpO2

Dispositivo medico

Classe II B

Codice GEF (SKU) 35111

EAN / GTIN 8023279351118

Confezione 1

HOLTER PRESSORIO + pulsazioni + SpO2 con software Il modulo holter misura la pressione sanguigna mediante il metodo oscillometrico con sgonfiaggio graduale. Due modalità di misurazione: manuale e automatica. Visibili a display pressione sistolica, diastolica e pressione media. In modalità MANUALE, le misurazioni sono singole. In modalità AUTO, le misurazioni sono cicliche e possono essere impostate a intervalli di: 5/10/15/20/30/45/60/90 min. Caratteristiche tecniche SpO2 Intervallo misurazione 0-100% Risoluzione 1% Accuratezza 70-100% $\pm 2\%$ Intervallo allarme 0-100% NIBP Metodo oscillometria Mod. manuale/automatica/continua Intervallo misurazione 0-290 mmHg (0 KPa - 38,67 KPa) Intervalli misurazione automatica 5, 10, 15, 30, 45, 60, 90, 120 min. Risoluzione 1 mmHg Protezione sovrappressione 290 mmHg Allarme sistolica 40-270 mmHg diastolica 20-235 mmHg Map 10-270 mmHg Frequenza cardiaca Intervallo 0-250 bpm Risoluzione 1 bpm Accuratezza ± 1 bpm Intervallo allarme 30-250 bpm Dispositivo Display LCD a colori Alimentazione 2 batterie alcaline AA, 1,5V Dimensioni 128x69x36

CARATTERISTICHE TECNICHE

- SpO2
- Intervallo misurazione: 0-100%
- Risoluzione: 1%
- Accuratezza: 70-100% $\pm 2\%$
- Intervallo allarme: 0-100%
- NIBP
- Metodo: oscillometria
- Mod.: manuale/automatica/continua
- Intervallo misurazione: 0-290 mmHg (0 KPa - 38,67 KPa)
- Intervalli misurazione automatica: 5, 10, 15, 30, 45, 60, 90, 120 min.
- Risoluzione: 1 mmHg
- Protezione sovrappressione: 290 mmHg
- Allarme:
- sistolica 40-270 mmHg
- diastolica 20-235 mmHg
- Map 10-270 mmHg
- Frequenza cardiaca
- Intervallo: 0-250 bpm

- Risoluzione: 1 bpm
- Accuratezza: ± 1 bpm
- Intervallo allarme: 30-250 bpm
- Dispositivo
- Display: LCD a colori
- Alimentazione: 2 batterie alcaline AA, 1,5V
- Dimensioni: 128x69x36
- Peso: <350 g (incluse batterie)
- Sistema operativo
- Windows XP/7, 8, 8.1, 10 (a 32 e 64 bit)

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

II B

CND

Z129010

EAN / GTIN

8023279351118

CODICE GEF

35111



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697

Scheda commerciale GEF Medica redatta su documentazione tecnica disponibile - verifica disponibilità e documentazione su gefmedica.it. Le specifiche possono variare; verificare IFU, etichetta e documentazione di conformità prima dell'utilizzo.

GEF Medica - GEF Company S.r.l. - Sede legale: Via Marzabotto 8/C, 51037 Montale (PT) - P.IVA 02024070472 - SDI M5UXCR1
info@gefmedica.it - Tel. 0573 1944697 - gefmedica.it