



Holter Pressorio 24 ORE +

Dispositivo medico

Classe IIa

2 varianti

Codice GEF (SKU) 35112

EAN / GTIN 8023279351125

Confezione 1

HOLTER PRESSORIO + pulsazioni con software + Bluetooth Il modulo holter misura la pressione sanguigna mediante il metodo oscillometrico con sgonfiaggio graduale. Due modalità di misurazione: manuale e automatica. Visibili a display pressione sistolica, diastolica e pressione media. In modalità MANUALE, le misurazioni sono singole. In modalità AUTO, le misurazioni sono cicliche e possono essere impostate a intervalli di: 15/20/30/40/60/90/120/240 min.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- NIBP
- Metodo: oscillometria
- Mod.: manuale/automatica/continua
- Intervallo misurazione: 0-290 mmHg (0 KPa - 38,67 KPa)
- Intervalli misurazione automatica: 15/20/30/40/60/90/120/240 min
- Risoluzione: 1 mmHg
- Protezione sovrapressione: 290 mmHg
- Allarme:
- sistolica 40-270 mmHg
- diastolica 20-235 mmHg
- Frequenza cardiaca
- Intervallo: 40-240 bpm
- Risoluzione: 1 bpm
- Accuratezza: ± 1 bpm
- Intervallo allarme: 30-250 bpm
- Dispositivo
- Display: LCD a colori
- Alimentazione: 2 batterie alcaline AA, 1,5V
- Dimensioni: 128x69x36
- Peso: <350 g (incluse batterie)
- Sistema operativo
- Windows XP/7, 8, 8.1, 10 (a 32 e 64 bit)

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	MODELLO	EAN	CONFEZIONE
35112	Polso con Bluetooth	8023279351125	1
35110	Polso	8023279351101	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

Ila

CND

Z129010

EAN / GTIN

8023279351125

CODICE GEF

35112**ASSISTENZA E
DOCUMENTAZIONE**

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697

Scheda commerciale GEF Medica redatta su documentazione tecnica disponibile - verifica disponibilità e documentazione su gefmedica.it. Le specifiche possono variare; verificare IFU, etichetta e documentazione di conformità prima dell'utilizzo.

GEF Medica - GEF Company S.r.l. - Sede legale: Via Marzabotto 8/C, 51037 Montale (PT) - PIVA 02024070472 - SDI M5UXCR1
info@gefmedica.it - Tel. **0573 1944697** - gefmedica.it