



Bracciale Pediatrico per 35110-2, 35151-2 - Ricambio

Dispositivo medico

Codice GEF (SKU) 35113

EAN / GTIN 6945040101215

Confezione 1 pz.

Bracciale pediatrico - circonferenza del braccio 18-26 cm.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

Z12030299

EAN / GTIN

6945040101215

CODICE GEF

35113



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697