

GEF Medica

Sensore Adulto SpO2 per 35111 - Ricambio

Dispositivo medico

Codice GEF (SKU) 35118

EAN / GTIN 6945040105039

Confezione 1 pz.

SONDA SpO2 ADULTI - riutilizzabile - ricambio

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

II B

CND

C900301

EAN / GTIN

6945040105039

CODICE GEF

35118

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697