



## Monitor Vital PRO

Dispositivo medico

Classe IIb

Codice GEF (SKU) 35124

EAN / GTIN 8023279351248

Confezione 1

MONITOR GIMA VITAL PRO

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- NIBP
- Metodo: oscillometrico
- Modalità di misurazione: manuale, auto, STAT
- Campo di misurazione:
- Press SYS mmHg: (Adulto 40-275) (Pediatico 40-200) (Neonato 40-135)
- Press MAP mmHg: (Adulto 20-230) (Pediatico 20-165) (Neonato 20-110)
- Press DIA mmHg: (Adulto 10-210) (Pediatico 10-150) (Neonato 10-95)
- SpO2
- Campo di misurazione: 35%~100%
- Precisione misurazione: 3% per intervallo dal 70 al 100%
- Rendimento bassa perfusione: fino a 0,4%
- Frequenza polso
- Campo di misurazione: 30~240 bpm
- Precisione misurazione:  $\pm 2$  bpm o  $\pm 2\%$ , il maggiore dei due
- ECG
- Campo visualizzaz. HR: 15~350 bpm
- Precisione visualizzaz. HR:  $\pm 1\%$  o  $\pm 2$  bpm, il maggiore dei due
- Ritardo allarme HR: =10s
- Selezione sensibilità: x1/4, x1/2, x1, x2
- Velocità di scansione: 25 mm/s
- Temperatura
- Campo di misurazione: 21-50°C
- Precisione misurazione:  $\pm 0.2^\circ\text{C}$  per intervallo 25-45°C
- Altre caratteristiche tecniche
- Alimentazione: 100~240 VCA, 50/60 Hz
- Batteria : Li-ion 11,1 V / 4.400 mAh

CLASSE DM

**IIb**

CND

**Z1203020201**

EAN / GTIN

**8023279351248**

CODICE GEF

**35124**



**ASSISTENZA E  
DOCUMENTAZIONE**

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su **GEFMEDICA.IT**  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697

Scheda commerciale GEF Medica redatta su documentazione tecnica disponibile - verifica disponibilità e documentazione su [gefmedica.it](http://gefmedica.it). Le specifiche possono variare; verificare IFU, etichetta e documentazione di conformità prima dell'utilizzo.

**GEF Medica** - GEF Company S.r.l. - Sede legale: Via Marzabotto 8/C, 51037 Montale (PT) - P.IVA 02024070472 - SDI M5UXCR1  
[info@gefmedica.it](mailto:info@gefmedica.it) - Tel. 0573 1944697 - [gefmedica.it](http://gefmedica.it)