

Stampante per Linea Monitor Vital 35120-2

Codice GEF (SKU) 35125

Stampante opzionale per MONITOR VITAL SIGN (cod. 35120/21/22/23).

GEF Medica

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Stampante opzionale per MONITOR VITAL SIGN (cod. 35120/21/22/23).

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CODICE GEF
35125



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697