



Carrello Per Linea Monitor Vital E Pc 3000

Codice GEF (SKU) 35127

EAN / GTIN 6941900605152

Confezione 1

Carrello - regolabile da 73 a 113 cm

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

6941900605152

CODICE GEF

35127



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697