



BATTERIA per linea monitor VITAL PRO, VITAL PLUS e UP 7000 da s/n J3300PG00766

Codice GEF (SKU) **35129**

EAN / GTIN **8023279351293**

Confezione **1**

Batteria ricaricabile al Litio.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279351293

CODICE GEF

35129



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697