



# Holter ECG + Software

Dispositivo medico

Classe IIa

Codice GEF (SKU) **35130**

EAN / GTIN **8023279351309**

Confezione **1**

HOLTER ECG + SOFTWARE

## CARATTERISTICHE TECNICHE

- Tensione: 1mV ± 5%
- sensibilità standard: 10mm/mV ± 5%
- livello di rumore: = 50µV
- cmrr: = 60db
- risposta in frequenza: 5 hz come standard, 0,05~40 hz; -3dB
- costante di tempo: > 3,2s
- Velocità scannerizzazione: 25mm/s ± 5%
- tensione di polarizzazione stabile: ± 300mV
- segnale di misurazione minimo: 50µV p-p
- interferenza tra canali: derivazione di scansione (risultante dall'interferenza tra canali) < 0,2 mm
- tipo di sicurezza: tipo BF (alimentato internamente)
- Dimensioni: 111x60xh 25 mm
- peso netto: 105g (senza batteria)

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

**IIa**

CND

**Z12050403**

EAN / GTIN

**8023279351309**

CODICE GEF

**35130**



### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](http://GEFMEDICA.IT)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697