



CAVO PER HOLTER ECG ricambio

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 35131

EAN / GTIN 6945040111535

Confezione 1

Cavo di ricambio per Holter ECG (35130).

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

V0899

EAN / GTIN

6945040111535

CODICE GEF

35131



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697