



STAMPANTE per linea monitor VITAL

35124,35132,35306- 35310,35332, 80710

Codice GEF (SKU) 35133

EAN / GTIN 8023279351330

Confezione 1

Stampante - opzionale Installazione eseguita da se ordinata insieme al monitor. Se ordinata in seguito necessita di un tecnico.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279351330

CODICE GEF

35133



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697