



SENSORE SpO₂ adulti per linea VITAL e PC-3000

Dispositivo medico

Classe II A

Codice GEF (SKU) 35135

EAN / GTIN 8023279351354

Confezione 1

Accessori - Sonda adulti SpO₂ di ricambio per Monitor multiparametrico PC 3000, Vital Sign e UP 7000 (cod. 35120/21/22/23/24/32 - 35134 - 35145). Per Monitor multiparametrico UP 7000 fino a N.S. J3300RF01475

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM
II ACND
Z1203020280EAN / GTIN
8023279351354CODICE GEF
35135

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697