



SENSORE SpO₂ pediatrico per linea VITAL e PC-3000

Dispositivo medico

Classe II A

Codice GEF (SKU) 35136

EAN / GTIN 8023279351361

Confezione 1

Accessori - Sonda pediatrica SpO₂ di ricambio per Monitor multiparametrico PC 3000, Vital Sign e UP 7000 (cod. 35120/21/22/23/24/32 - 35134 - 35145). Per Monitor multiparametrico UP 7000 fino a N.S. J3300RF01475

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

II A

CND

Z1203020280

EAN / GTIN

8023279351361

CODICE GEF

35136



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697