



Cavo Ecg Per Linea Vital, Up-7000 E Pc-3000

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 35137

EAN / GTIN 8023279351378

Confezione 1

Cavo ECG 5 derivazioni 3,75 m

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

Z1203020280

EAN / GTIN

8023279351378

CODICE GEF

35137



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697