



BATTERIA AL LITIO per PC-3000

Codice GEF (SKU) 35138

EAN / GTIN 8023279351385

Confezione 1

Accessori - Batteria Li-ion di ricambio per Monitor multiparametrico PC 3000 (cod. 35134)

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279351385

CODICE GEF

35138



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697