



Monitor Multiparametrico UP 7000

Dispositivo medico

Classe IIb

Codice GEF (SKU) 35145

EAN / GTIN 8023279351453

Confezione 1

MONITOR MULTIPARAMETRICO UP 7000

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Monitoraggio NIBP - Oscillometrico
- Intervallo di misurazione (pressione sistolica): [Adulto: 40 ~ 275 mmHg] [Pediatico: 40 ~ 200 mmHg] [Neonatale: 40 ~ 135 mmHg]
- Intervallo di misurazione (pressione diastolica): [Adulto: 10 ~ 210 mmHg] [Pediatico: 10 ~ 150 mmHg] [Neonatale: 20 ~ 165 mmHg]
- Intervallo di misurazione (pressione arteriosa media): [Adulto: 40 ~ 135 mmHg] [Pediatico: 10 ~ 95 mmHg] [Neonatale: 20 ~ 110 mmHg] Monitoraggio TEMP
- Campo di misura: 21,0 ° C ~ 50,0 ° C ± 0,2 ° C
- Tempo di risposta: = 150 sec SpO2 e monitoraggio della frequenza del polso
- Campo dinamico di input: 0% ~ 100%
- Intervallo di misurazione PR: 0 bpm ~ 250 bpm Monitoraggio ECG
- Campo dinamico di ingresso: ± 0,5 mVp ~ ± 5 mVp
- Intervallo di misurazione HR: 15 bpm ~ 350 bpm Monitoraggio RESP
- Metodo di misurazione: impedenza toracica
- Intervallo di monitoraggio: 0 rpm ~ 120 rpm, ± 5% o ± rpm, a seconda di quale è maggiore Altre specifiche tecniche
- Alimentazione: 100 ~ 240 Vac, 50 / 60Hz
- Consumo energetico: <80 VA
- Modalità di allarme: allarme visivo-acustico
- Porta di rete: porta Ethernet

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

IIb

CND

Z1203020201

EAN / GTIN

8023279351453

CODICE GEF

35145



**ASSISTENZA E
DOCUMENTAZIONE**

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697

Scheda commerciale GEF Medica redatta su documentazione tecnica disponibile - verifica disponibilità e documentazione su gefmedica.it. Le specifiche possono variare; verificare IFU, etichetta e documentazione di conformità prima dell'utilizzo.

GEF Medica - GEF Company S.r.l. - Sede legale: Via Marzabotto 8/C, 51037 Montale (PT) - PIVA 02024070472 - SDI M5UXCR1
info@gefmedica.it - Tel. **0573 1944697** - gefmedica.it