



Carrello Per Up7000 K12 K15 Regolabile

Codice GEF (SKU) 35148

EAN / GTIN 6941900605848

Confezione 1

Carrello - opzionale Regolabile da 92,4 a107,4 cm

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

6941900605848

CODICE GEF

35148



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697