



SENSORE ADULTI SpO₂ per 35151 ricambio

Dispositivo medico

Classe II B

Codice GEF (SKU) 35149

EAN / GTIN 6945040101338

Confezione 1

Sonda adulti SpO₂ - cavo di 3m - ricambio per MONITOR PAZIENTE
CSM 8000 (cod. 35151)

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

II B

CND

C900301

EAN / GTIN

6945040101338

CODICE GEF

35149



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697