



NUOVO MONITOR PAZIENTE CMS 8000

Dispositivo medico

Classe II B

Codice GEF (SKU) 35152

EAN / GTIN 06945040100034

Confezione 1

NUOVO MONITOR PAZIENTE CMS 8000: ECG, RESP, SpO₂, PR, NIBP, DOPPIO CANALE TEMP - display LCD a colori, 12,1" TFT - interfaccia multilingua (GB, IT, FR, DE, ES, PT, NL, CZ, TR, RO, RU) - modalità di misurazione adulti/bambini/neonati - visualizzazione del tracciato sincrona in 8 canali - visualizzazione simultanea 7 derivazioni ECG - anti movimento e tecnologia digitale anti interferenza luce ambientale SpO₂ - Batteria al litio ricaricabile inclusa AC/DC - modalità di misurazione NIBP manuale/automatica/continua - interfaccia standard/OXY - graph/Trend-graph/caratteri grandi e vista letto
Dimensioni: 314x145x264 mm Peso: 3 kg

CARATTERISTICHE TECNICHE

- ECG 5 derivazioni, doppio canale, 3 derivazioni, singolo canale Velocità scansione: 12,5 mm/s 50mm/s ST monitoraggio segmento Misurazione e intervallo allarme: -2.0 mV
- RESP Metodo: R-F (RA-LL) impedenza Misurazione e intervallo di allarme: 0-150 rpm Allarme apnea: 10-40 sec
- NIBP Metodo: oscillometrico Modalità: manuale/automatica/continua Intervallo di misurazione in modalità automatica: 1/2/3/4/5/10/15/30/60/90/120/240/480/960 min Durata di misurazione in modalità continua: 5 min Allarme di misurazione: 10-270 mmHg
- SpO₂ Intervallo di misurazione e allarme: 0-100 % Accuratezza di misurazione: 70-100% ±2%
- PR Intervallo di misurazione e allarme: 30-250 bpm
- TEMP Canali: doppio canale Intervallo di misurazione e allarme: 0-50 °C Alimentazione: 110-240 V - 50/60 Hz Classificazione di sicurezza: Classe I tipo CF Protezione contro interferenze da defibrillazione

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

II B

CND

Z1203020202

EAN / GTIN

06945040100034

CODICE GEF

35152



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697