



Sensore SpO2 per 35152, 35213 - Adulti - Ricambio

Dispositivo medico

Codice GEF (SKU) 35153

EAN / GTIN 6945040105664

Confezione 1 pz.

Sonda SpO2 - Per adulti o bambini sopra i 40 Kg.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM
II B

CND
C900301

EAN / GTIN
6945040105664

CODICE GEF
35153



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697