

Sonda Temperatura per 35151 - Rettale

Codice GEF (SKU) 35154

Sonda di temperatura rettale - opzionale per MONITOR PAZIENTE
CSM 8000 (cod. 35151)

GEF Medica

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Sonda di temperatura rettale - opzionale per MONITOR PAZIENTE CSM 8000 (cod. 35151)

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CODICE GEF
35154



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697