

GEF Medica

# Sonda Temperatura per 35151-2 - Pelle - Ricambio

Dispositivo medico

Codice GEF (SKU) 35155

EAN / GTIN 6945040104308

Confezione 1 pz.

Sonda di temperatura cutanea - ricambio per MONITOR PAZIENTE  
CSM 8000 (cod. 35151)

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

II B

CND

V03010201

EAN / GTIN

6945040104308

CODICE GEF

35155

ASSISTENZA E  
DOCUMENTAZIONEGEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697