



CAVO ECG per 35151 ricambio

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 35156

EAN / GTIN 6945040106722

Confezione 1

Cavo ECG - ricambio per MONITOR PAZIENTE CSM 8000 (cod. 35151)

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

Z12050380

EAN / GTIN

6945040106722

CODICE GEF

35156



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697