

Stampante per 35151-2

Codice GEF (SKU) 35157

EAN / GTIN 8023279351576

Confezione 1 pz.

Stampante - optional per MONITOR PAZIENTE CSM 8000 (cod. 35151-2)

GEF Medica

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279351576

CODICE GEF

35157



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697