



BATTERIA AL LITIO per 35151 ricambio

Codice GEF (SKU) 35159

EAN / GTIN 8023279351590

Confezione 1

Batteria al litio ricaricabile - ricambio per MONITOR PAZIENTE CSM
8000 (cod. 35151)

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279351590

CODICE GEF

35159



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697