

Batteria Al Litio per 35152 - Ricambio

Codice GEF (SKU) 35161

EAN / GTIN 8023279351613

Confezione 1 pz.

Batteria al litio ricaricabile - ricambio per MONITOR PAZIENTE NEW
CSM 8000 (cod. 35152)

GEF Medica

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279351613

CODICE GEF

35161



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697