



# Monitor Multiparametri Pc-300

Dispositivo medico

Classe IIa

Codice GEF (SKU) 35162

EAN / GTIN 8023279351620

Confezione 1

MONITOR MULTIPARAMETRI PC-300

## CARATTERISTICHE TECNICHE

- SpO2
- Intervallo di misurazione: 0-100%
- Accuratezza:  $\pm 3\%$  (70-100%)
- Frequenza polso
- Intervallo di misurazione: 30-240 bpm
- Accuratezza\*:  $\pm 2\%$  o  $\pm 2$  bpm (il valore più elevato)
- \*Valore di deviazione della media quadratica in accordo con ISO 80601-2-61, ISO 9919
- NIBP
- Intervallo pressione: 0-300 mmHg (0-39,9 kpa)
- Accuratezza:  $\pm 3$  mmHg
- Intervallo di misurazione: Pressione sistolica: 30-270 mmHg
- Pressione diastolica: 20-235 mmHg
- MAP 10-220 mmHg
- TEMP
- Intervallo di misurazione: 32-43.0°C
- Accuratezza:  $\pm 0,2^\circ\text{C}$  (36-39°C) -  $\pm 0,3^\circ\text{C}$  (altro)
- Tempo di misurazione: <5 s
- ECG (Opzionale)
- Intervallo di misurazione frequenza cardiaca: 30-240 bpm
- Accuratezza misurazione FC:  $\pm 2$  bpm o  $\pm 2\%$  (il valore più elevato)
- Scala di visualizzazione: 5,0 mm/mV  $\pm 10\%$
- Rapporto di reiezione di modo comune (CMRR): =60 dB
- Glicemia (Opzionale)
- Intervallo di misurazione: 20-600 mg/DL
- Ulteriori specifiche disponibili a pagina 1
- Alimentazione

- Batteria: batteria al litio incorporata 3,7 V
- Tensione di esercizio: 3,6-4,2 VCC
- Corrente di esercizio: ≈800 mA
- Caricatore: 100 - 240 VCA, 50/60 Hz, 5 VCC o USB

#### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

**Ila**

CND

**Z1203020202**

EAN / GTIN

**8023279351620**

CODICE GEF

**35162**



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697

Scheda commerciale GEF Medica redatta su documentazione tecnica disponibile - verifica disponibilità e documentazione su [gefmedica.it](https://www.gefmedica.it). Le specifiche possono variare; verificare IFU, etichetta e documentazione di conformità prima dell'utilizzo.

GEF Medica - GEF Company S.r.l. - Sede legale: Via Marzabotto 8/C, 51037 Montale (PT) - P.IVA 02024070472 - SDI M5UXCR1  
[info@gefmedica.it](mailto:info@gefmedica.it) - Tel. 0573 1944697 - [gefmedica.it](https://www.gefmedica.it)