

# Maniglia per 35134 - Ricambio

Codice GEF (SKU) **35163**  
EAN / GTIN **8023279351637**  
Confezione **1 pz.**  
Maniglia per PC-3000 - ricambio

GEF Medica

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN  
**8023279351637**

CODICE GEF  
**35163**



### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697