

SENSORE SpO₂ per PC-300 optional

Dispositivo medico

Classe II A

Codice GEF (SKU) **35164**EAN / GTIN **8023279351644**Confezione **1**Sonda pediatrica SpO₂ - opzionale**GIMA**

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

II A

CND

Z1203020280

EAN / GTIN

8023279351644

CODICE GEF

35164

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697