



SENSORE SpO₂ per PC-300 ricambio

Dispositivo medico

Classe II A

Codice GEF (SKU) 35165

EAN / GTIN 6941900605220

Confezione 1

Sonda adulti SpO₂ - ricambio

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM
II ACND
C900301EAN / GTIN
6941900605220CODICE GEF
35165

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697