



# Termometro Auricolare Pc-300

Dispositivo medico

Classe II A

Codice GEF (SKU) 35170

EAN / GTIN 6941900605251

Confezione 1

Termometro auricolare a infrarossi

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

**II A**

CND

**V03010102**

EAN / GTIN

**6941900605251**

CODICE GEF

**35170**

### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697