



Coprisonda Monouso Per Pc300 E Oxy 110

Codice GEF (SKU) 35171

EAN / GTIN 8023279351712

Confezione 1

Coprisonda da orecchio - conf. da 500

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279351712

CODICE GEF

35171



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697