



BATTERIA RICARICABILE Li-Ion PC300

Codice GEF (SKU) 35172

EAN / GTIN 6941900605268

Confezione 1

Batteria al litio - ricambio

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

6941900605268

CODICE GEF

35172



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697