



Borsa Trasporto per Elettrocardiografo

2 varianti

Codice GEF (SKU) 35173

EAN / GTIN 8023279351736

Confezione 1

Borsa per il trasporto

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	COMPATIBILITÀ	EAN	CONFEZIONE
35173	per PC-300	8023279351736	1
35144	per PC-3000	8023279351446	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279351736

CODICE GEF

35173



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697