



CAVO USB per connessione PC-300 GLUCOMETRO 24108,24110,24111,24114

Codice GEF (SKU) 35177

EAN / GTIN 8023279351774

Confezione 1

Cavo USB glucometro (24108/10/11/14)

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279351774

CODICE GEF

35177



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697