



Ecg 1 Canale Per Pc 200/300 Optional Necessita Di

Dispositivo medico

Classe II A

Codice GEF (SKU) 35178

EAN / GTIN 6941900605299

Confezione 1

Modulo ECG** necessita 33248 **Il modulo ECG può essere usato senza il cavo a 3 derivazioni (modalità palmare)

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

II A

CND

Z1203020280

EAN / GTIN

6941900605299

CODICE GEF

35178

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697