



Carrello Per Monitor 2

Codice GEF (SKU) 35180

Confezione 1

CARRELLO per monitor Altezza regolabile 85-125 cm

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CODICE GEF
35180



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697