

GEF Medica

Sonda Temperatura per 35152 - Cutanea - Ricambio

Codice GEF (SKU) 35182

Sonda di temperatura cutanea - ricambio per MONITOR PAZIENTE
NEW CSM 8000 (cod. 35152)

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Sonda di temperatura cutanea - ricambio per MONITOR PAZIENTE NEW CSM 8000 (cod. 35152)

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CODICE GEF
35182

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697