

GEF Medica

Cavo ECG per Monitor 35152 - Ricambio

Codice GEF (SKU) **35183**

Cavo ECG - ricambio per MONITOR PAZIENTE NEW CSM 8000 (cod. 35152)

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Cavo ECG - ricambio per MONITOR PAZIENTE NEW CSM 8000 (cod. 35152)

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CODICE GEF
35183

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697