



MONITOR SALUTE CHECK-ME LITE WIRELESS

Dispositivo medico

Classe II A

Codice GEF (SKU) 35185

EAN / GTIN 6934440100041

Confezione 1

MONITOR SALUTE CHECKME™ LITE wireless Dispositivo innovativo, completo, compatto e portatile che racchiude molteplici funzionalità e consente di misurare simultaneamente ECG, ritmo cardiaco, durata QRS, SpO2, pulsazioni e indice di perfusione. Il touch screen a colori, l'interfaccia ben organizzata e le istruzioni audio lo rendono molto intuitivo e facile da utilizzare. Accuratezza clinicamente approvata. - supporta misurazione con e senza cavi per ECG e SpO2 (cavo opzionale) - verifica, cattura e identifica ECG anomalo in 20 sec. - l'algoritmo ECG professionale ricava ritmo cardiaco, durata QRS, segmento ST e analisi del ritmo - controllo dell'ossigenazione del sangue in 20 secondi con il sensore SpO2 incorporato - forme d'onda ECG di alta qualità memorizzabili e riproducibili - software professionale per la gestione dei dati su PC e redazione di report (compatibile con Windows), App MyBeats Hub Manuale: GB, IT, ES, DE, FR Istruzioni audio: GB, PL, DE, IT, FR, ES, HU Software PC: GB Dimensioni: 88x56x13 mm Peso: 64 g

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

II A

CND

Z1203020202

EAN / GTIN

6934440100041

CODICE GEF

35185



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697