



# Monitor Segni Vitali CON ECG Holter Check-me PRO Wireless

Dispositivo medico

Classe IIa

Codice GEF (SKU) 35187

EAN / GTIN 6934440100348

Confezione 1

MONITOR SEGNI VITALI CON ECG HOLTER CHECK-ME PRO  
WIRELESS

## CARATTERISTICHE TECNICHE

- ECG
  - utilizzabile con o senza cavi
  - frequenza di campionamento di 500 Hz, ampia larghezza di banda
  - 30/60 s di forme d'onda ECG riproducibili
  - algoritmo ECG professionale per fornire frequenza cardiaca, durata QRS, segmento ST, intervallo QT / QTC e analisi del ritmo
- Holter ECG
  - facile da indossare e da usare
  - registra continuamente l'ECG per 24 ore
  - permette di controllare report e forme d'onda ECG su APP o PC
  - il report comprende frequenza cardiaca, ritmo e HRV (variabilità frequenza cardiaca)
  - il report holter può essere condiviso in Cloud, stampato o salvato come PDF
- SpO2
  - utilizzabile con o senza cavi
  - misura saturazione di ossigeno, frequenza pulsazioni e intensità pulsazioni
- Monitor del sonno
  - monitor SpO2 per OSA (apnea ostruttiva del sonno)
  - registra e traccia SpO2 e frequenza delle pulsazioni fino a 10 ore
  - APP mobile per controllare nel dettaglio i cambiamenti di SpO2
- Pressione sanguigna tramite Bluetooth (richiede codice 35188 o 35189)
  - permette di gestire tutti i dati vitali insieme - vedere sotto
- Temperatura - Sensore di temperatura a infrarossi integrato
  - misurazione rapida ed elevata precisione
  - sicuro e pratico, evita di dover svegliare il bambino addormentato
- Contapassi
  - calcola accuratamente i passi, le calorie e i grassi bruciati
  - sensore smart 3D ad alta precisione integrato

- APP - supporta iOS e Android
- - Bluetooth integrato, tutti i dati possono essere esportati dal dispositivo al telefono/tablet
- Browser per PC
- - software di gestione dei dati medici
- - dati utente, profilo utente, letture e forme d'onda possono essere esportati da Checkme al browser tramite USB

#### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

**Ila**

CND

**Z1203020202**

EAN / GTIN

**6934440100348**

CODICE GEF

**35187**



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su **GEFMEDICA.IT**  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697

*Scheda commerciale GEF Medica redatta su documentazione tecnica disponibile - verifica disponibilità e documentazione su [gefmedica.it](http://gefmedica.it). Le specifiche possono variare; verificare IFU, etichetta e documentazione di conformità prima dell'utilizzo.*

**GEF Medica** - GEF Company S.r.l. - Sede legale: Via Marzabotto 8/C, 51037 Montale (PT) - P.IVA 02024070472 - SDI M5UXCR1  
[info@gefmedica.it](mailto:info@gefmedica.it) - Tel. 0573 1944697 - [gefmedica.it](http://gefmedica.it)