



Modulo Misurazione Pressione Air Bp2 con Display per 35186-7

Dispositivo medico

Codice GEF (SKU) **35189**

EAN / GTIN **6934440101130**

Confezione **1 pz.**

MODULO MISURAZIONE PRESSIONE AIR BP2 CON DISPLAY

Dispositivo portatile smart per misurare la pressione sanguigna. - una ricarica batteria per 1000 misurazioni - facile da usare, robusto e durevole - misurazione professionale - letture: - pressione sistolica, pressione diastolica, frequenza cardiaca; - pressione pulsatoria, MAP (pressione arteriosa media) - battito irregolare - funziona con Smartphone - colonna mercurio virtuale in tempo reale nella App durante la misurazione - forma d'onda frequenza cardiaca in tempo reale - gestione multi-paziente - registrazioni illimitate - funziona con Checkme Pro 35186, 35187. Fornito con bracciale, cavo di ricarica e manuale multilingue (GB, FR, IT, ES, DE).

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Bracciale: Circonferenza braccio: 22-42cm
- Wireless: Bluetooth 4.0 BLE
- Ingresso ricarica: Micro USB, 5V CC
- Durata batteria: 1000 misurazioni, ricaricabile
- Intervallo misurazione pressione: 0-300 mmHg ± 3 mmHg
- Frequenza cardiaca: 40-200 bpm ± 2 bpm
- App mobile per iOS: iOS 9.0 o superiore, iPhone 4s/iPad 3 o superiore
- App mobile per Android: Android 4.4 o superiore, con Bluetooth 4.0 BLE
- Dimensioni - peso: 68x20 mm (modulo) - 30g (modulo)
- Accuratezza clinica: conforme a IEC 80601-2-30

CLASSE DM

II A

CND

Z1203020501

EAN / GTIN

6934440101130

CODICE GEF

35189



**ASSISTENZA E
DOCUMENTAZIONE**

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697

Scheda commerciale GEF Medica redatta su documentazione tecnica disponibile - verifica disponibilità e documentazione su gefmedica.it. Le specifiche possono variare; verificare IFU, etichetta e documentazione di conformità prima dell'utilizzo.

GEF Medica - GEF Company S.r.l. - Sede legale: Via Marzabotto 8/C, 51037 Montale (PT) - P.IVA 02024070472 - SDI M5UXCR1
info@gefmedica.it - Tel. 0573 1944697 - gefmedica.it