



BP3 Misuratore di Pressione Arteriosa + ECG

Codice GEF (SKU) 35191

EAN / GTIN 6934440103028

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

6934440103028

CODICE GEF

35191



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697