



Health Monitor, 5 in 1

Dispositivo medico

Classe IIa

Codice GEF (SKU) 35192

EAN / GTIN 6974364650789

Confezione 1

HEALTH MONITOR, 5 in 1

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Pressione arteriosa, Frequenza cardiaca
- Metodo di misurazione: oscillometrico
- Dimensioni bracciale: 22-35 cm
- Intervallo di misurazione: 0-300 mmHg ± 3 mmHg
- Frequenza cardiaca: 40-180 bpm $\pm 5\%$
- Pressione sistolica: 60-230 mmHg
- Pressione diastolica: 40-130 mmHg
- ECG
- Metodo di misurazione: Derivazione singola
- Impedenza d'ingresso: ≈ 100 KO; Corrente circuito ingresso: $< 0,1$ μ A
- Tensione di calibrazione: 1 mV $\pm 0,05$ mV
- Tolleranza della sensibilità: $< 10\%$
- Filtro soppressione interferenze 50Hz: > 20 dB
- Intervallo massimo d'ingresso: $\pm 4,5$ mV
- Tensione resistenza di polarizzazione: ± 300 mV
- Variazione ampiezza: $< 10\%$ Risposta in frequenza: 0,5~40 Hz
- Ossigeno nel sangue
- Metodo di misurazione: riflessivo
- Intervallo di misurazione: 90-99% $\pm 2\%$
- Temperatura
- Metodo di misurazione (fronte): infrarossi
- Intervallo di misurazione: 28-42°C
- Accuratezza: 35-42°C $\pm 0,2$ °C; < 35 °C $\pm 0,4$ °C
- Dispositivo
- Tensione di alimentazione: 3,7V CC
- Batteria incorporata: agli ioni di litio, ricaricabile

- Durata della batteria: 500 misurazioni
- Dimensioni - Peso: 70x70x18,4 mm - 70g
- Comunicazione wireless: Bluetooth 4.0
- Frequenza di esercizio: 2,4000-2,4835 GHz
- Protezione da scosse elettriche: parte applicata di tipo BF

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

Ila

CND

Z1203020201

EAN / GTIN

6974364650789

CODICE GEF

35192



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697

Scheda commerciale GEF Medica redatta su documentazione tecnica disponibile - verifica disponibilità e documentazione su [gefmedica.it](https://www.gefmedica.it). Le specifiche possono variare; verificare IFU, etichetta e documentazione di conformità prima dell'utilizzo.

GEF Medica - GEF Company S.r.l. - Sede legale: Via Marzabotto 8/C, 51037 Montale (PT) - P.IVA 02024070472 - SDI M5UXCR1
info@gefmedica.it - Tel. 0573 1944697 - [gefmedica.it](https://www.gefmedica.it)